

第二回ホスピ川柳締切7月20日迫る

- 【テーマ】 医療、看護、介護にまつわること。
 【賞金】 大賞 1名 30万円
 次点 1名 5万円
 佳作 10名 1万円

※ふさわしい作品がなく「該当作ナシ」の場合もあります。

【応募方法】
 右のQRコードを読み取り、弊社ホームページより、注意事項をご覧の上、ご応募くださいませ。



【第一回大賞受賞作】
 ホスピスに朝は灯っていた命 渡辺勇三

「サージカルスピアー」


スティックタイプの眼科用吸水スポンジ。鑷子などで把持することなく、開封後速やかに使用することができます。

スティックはあらゆる使用シーンを想定した最適な剛性であり、吸水などのオペレーションはもちろん、眼球展開などの使用の際にも安定的かつ優れたパフォーマンスを発揮します。

リント繊維を全く含まず、繊細な組織に適した、コシのある、眼科用PVA製スポンジなので、安心して使用できます。まとまった数のサンプルも歓迎です。

カタログ希望
見積希望
サンプル希望

サージカルスピアー



株式会社 名優 www.meilleur.co.jp

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL : 047-480-6161 FAX : 047-480-6162

XX05

声が出ぬ

父が吐息で

「ありがとう」

【第一回ホスピ川柳佳作】

まあみさん

「サクシオンチップ」使い捨て吸引管

再生処理できない器材は使い捨てにする。洗浄ができなければ滅菌もできません。新型コロナでエアロゾルの感染リスクが報ぜられてからは、鼻の吸引処置をする吸引管も悩みの種。

「サクシオンチップ」なら、患者さんごとに安全に使用し、廃棄。コスト面でもかなり採用しやすくなりました。

採用施設もグングン増えている使い捨て吸引管。耳鼻科以外にも、ローゼン、整形外科のフレーザー、ファーガソン等もご用意。まとまった数のサンプルも歓迎です。

カタログ希望
見積希望
サンプル希望

サクシオンチップ



安全と信頼で選ぶと「コンパクトPCD」

ホロー型PCDなら、管腔器材内部の滅菌保証が可能。包装物や滅菌コンテナ内に収納した管腔器材内部よりも、蒸気浸透がさらに困難な「コンパクトPCD」を高圧蒸気滅菌器チャンバー内のコールドスポットに設置し、その蒸気浸透を確認することで、収納器材への蒸気浸透を確認し、即時払出ができます。

どんなに優れたインジケータであっても、設置された場所の情報しか得られません。だから、実際よりも負荷のかかった状態をシミュレートして判定する、もっとも理に適った検証法です。

病院でも合理的な経営資源の活用が急務とされている今こそ、検討されるべき滅菌保証法です。

カタログ希望
見積希望
貸出希望

コンパクトPCD



お名前		Tel	
貴社名		Fax	
ご紹介施設名		Mail	