

【コロナ患者受け入れ施設】ご担当者様

ご紹介後わずか"1か月"で某大学病院にご採用いただいた体位変換器具

コロナの重症患者さんに対して有効とされている『腹臥位療法』をご存知でしょうか？1日に12時間～16時間、腹臥位の体位をとるARDS(急性呼吸窮迫症候群)への呼吸管理療法です。

ご担当施設のICUでも、重症患者さんを受け入れていれば、行われているかもしれません。ただ、有効であるとはいえ体位変換に多くのスタッフを要し、スタッフの身体的負担が大きくなることが課題となっています。

そこでご紹介いただきたいのが、“ホバーマット”。腹臥位への体位変換をわずか“3名”から行うことができます。

まずは、以下のQRコードを読み取り、ビデオクリップをご覧ください。いかに少人数で、簡単、安全に体位変換ができるかご理解いただけます。リモートでの説明会も承ります。

HoverMatt

仰臥位→腹臥位
1:19



腹臥位→仰臥位
1:23



カタログ希望

見積希望

貸出希望

XXIO1

【五体投地】
頑迷や無理解
あるいは強要
≡無上の愛≡と
言ひ募れるは

呑風郎

回覧

INFORM 名優 通信

2021年1月14日

【リアル出展のご案内】お越しをお待ちしています！

2月24-26日、メディカルジャパン大阪(大阪市)

【心臓血管外科・泌尿器科】ご担当者様

見積呈示だけで動き出す圧倒的経済性！
動脈・静脈・尿管・神経・腱等を一時的に
保持・識別するためのシリコン製テープ

ヴァスキュラタイ

- ◆ 2本入、1袋で定価¥380
- ◆ ラテックスフリー、X線不透過性です。
- ◆ 大小4色ずつで明確に識別できます。
- ◆ 断面は組織損傷の少ない楕円状です。

カタログ希望

見積希望

サンプル希望

【ライン固定用シーネ】のお問い合わせがあった時

サンプルでも喜ばれ、優しさが伝わる、
Aラインや静脈末梢ライン固定用シーネ

デイル・ベンダブルアームボード

任意の角度に曲げることができ、患者さんの体側にあたっては痛くないため、多くのお問い合わせをいただいております。毛羽立ちの少ないヴェロクロ。肌当たりが優しく、ライン接続部が皮膚に食い込むこともありません。成人用から新生児用まで4サイズご用意。価格ご相談下さい。

カタログ希望

見積希望

サンプル希望

株式会社 名優 www.meilleur.co.jp

〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

TEL : 047-480-6161 FAX : 047-480-6162

お名前		Tel	
貴社名		Fax	
ご紹介施設名		Mail	